

ERGO TOUCH FLY



Эргономичная система доставки
для контролируемой имплантации

Преимущества

Безопасное и гибкое управление

- Эргономичный дизайн дает возможность проводить имплантацию ИОЛ, как одной рукой, так и двумя руками, в зависимости от предпочтения хирурга.
- Стабильность инжектора обеспечивает качественную, контролируемую имплантацию ИОЛ.

Комфортное использование

- Безопасная противоскользящая поверхность.

Картриджи

Размер:

1.8, 2.0, 2.2, 2.4, 2.6 mm

Преимущества

Надежная загрузка линзы в картридж, с механизмом закрытия, позволяет безопасно и эффективно проводить имплантацию

Обработка поверхности

Скользкий материал (GMS) для обеспечения плавной имплантации (плавного хода линзы)

Картридж совместим с гидрофильными и гидрофобными линзами. Все наши картриджи предназначены для монолитных ИОЛ.

CE 0050
Made in France

Эргономичная система доставки для контролируемой имплантации



Наши рекомендации

ErgoTouch FLY в упаковке с картриджами GMS ErgoTouch
FLY в упаковке с картриджами GMS 1.8 - CE Mark ErgoTouch
FLY в упаковке с картриджами GMS 2.0 - CE Mark ErgoTouch
FLY в упаковке с картриджами GMS 2.2 - CE Mark ErgoTouch
FLY в упаковке с картриджами GMS 2.4 - CE Mark ErgoTouch
FLY в упаковке с картриджами GMS 2.6 - CE Mark

ETI-P-GMS-18-CE
ETI-P-GMS-20-CE
ETI-P-GMS-22-CE
ETI-P-GMS-24-CE
ETI-P-GMS-26-CE

ErgoTouch FLY в блистере с картриджами GMS
ErgoTouch FLY в блистере с картриджами GMS 1.8 - CE Mark
ErgoTouch FLY в блистере с картриджами GMS 2.0 - CE Mark
ErgoTouch FLY в блистере с картриджами GMS 2.2 - CE Mark
ErgoTouch FLY в блистере с картриджами GMS 2.4 - CE Mark
ErgoTouch FLY в блистере с картриджами GMS 2.6 - CE Mark

ETI-B-GMS-18-CE
ETI-B-GMS-20-CE
ETI-B-GMS-22-CE
ETI-B-GMS-24-CE
ETI-B-GMS-26-CE

Условия использования

Условия хранения: от 5°C до 45°C

OVD (офтальмологический **вискоэластик**): Рекомендуемый вискоэластик с содержанием гиалуроната натрия от 1,0 до 1,6%, система доставки совместима с большинством других вискоэластиков с концентрацией (до 3%), а также с НРМС.



Эксклюзивный представитель на территории РФ



группа компаний

MT ТЕХНИКА

Телефон: 8 (495) 646-80-28
E-mail: info@mttechnica.ru